







<p>ITA ISTRUZIONI PER L'USO BUSTE E ROTOLI GREENFIT</p> <p>1. ISTRUZIONI PER L'USO Utilizzare le buste e i rotoli GREENFIT 2 - 27 per confezionare materiale sanitario che deve essere sterilizzato a vapore e/o ossido di etilene. Le buste e i rotoli GREENFIT 3 inoltre possono essere sterilizzati anche a formaldeide.</p> <p>Saldare il lato aperto con una termosaldatrice rotativa o a impulsi alla temperatura consigliata (150-180°C) e seguendo le istruzioni del produttore.</p>	<p>2. INDICATORI ESTERNI DI PROCESSO PRESENTI SUI PRODOTTI: GREENFIT 2 - 27: Indicatore per ETO (GAS): Giallo/Marrone sterilizzato Indicatore per VAPORE: Marrone sterilizzato GREENFIT 3: Indicatore per ETO (GAS): Giallo/Marrone sterilizzato Indicatore per VAPORE: Marrone sterilizzato Indicatore per FORMALDEIDE: Verde sterilizzato</p> <p>Il prodotto è monouso. Non usare se la confezione è danneggiata.</p> <p>Segnalare qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente.</p>	<p>3. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO Non esporre alla luce solare diretta e vicino a fonti di calore. Si consiglia: - temperatura 10-30 °C prima dell'uso. - Umidità relativa: 30-60 % prima dell'uso. Non danneggiare i cartoni durante la manipolazione o l'immagazzinamento.</p> <p>EN 868-5 ISO 11607-1</p> <p>  </p> <p>STERIFIT S.r.l. Via dei Martinitt, 3 20146 Milano - Italia info@sterifit.com – www.sterifit.com</p>
---	--	---

<p>ITA ISTRUZIONI PER L'USO BUSTE AUTOSIGILLANTI GREENFIT</p> <p>1. ISTRUZIONI PER L'USO Utilizzare le buste autosigillanti GREENFIT 2 - 27 per confezionare materiale sanitario che deve essere sterilizzato a vapore e/o ossido di etilene. Le buste autosigillanti GREENFIT 3 inoltre possono essere sterilizzate anche a formaldeide.</p> <p>Come chiudere la busta:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sollevare la linguetta - Inserire lo strumento nella busta - Staccare la protezione dall'adesivo - Per ottenere una buona chiusura, ripiegare lungo la linea tratteggiata 	<p>2. INDICATORI ESTERNI DI PROCESSO PRESENTI SUI PRODOTTI: GREENFIT 2 - 27: Indicatore per ETO (GAS): Giallo/Marrone sterilizzato Indicatore per VAPORE: Marrone sterilizzato GREENFIT 3: Indicatore per ETO (GAS): Giallo/Marrone sterilizzato Indicatore per VAPORE: Marrone sterilizzato Indicatore per FORMALDEIDE: Verde sterilizzato</p> <p>Il prodotto è monouso. Non usare se la confezione è danneggiata.</p> <p>Segnalare qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente.</p>	<p>3. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO Non esporre alla luce solare diretta e vicino a fonti di calore. Si consiglia: - temperatura 10-30 °C prima dell'uso. - Umidità relativa: 30-60 % prima dell'uso. Non danneggiare i cartoni durante la manipolazione o l'immagazzinamento.</p> <p>EN 868-5 ISO 11607-1</p> <p>  </p> <p>STERIFIT S.r.l. Via dei Martinitt, 3 20146 Milano - Italia info@sterifit.com – www.sterifit.com</p>
---	--	---