




<p>ITA ISTRUZIONI PER L'USO BUSTE STERINW</p> <p>1. ISTRUZIONI PER L'USO Utilizzare le buste e i rotoli STERIPAPER / STERINW per confezionare materiale sanitario che deve essere sterilizzato a vapore e/o ossido di etilene.</p> <p>Saldare il lato aperto con una termosaldatrice rotativa o a impulsi alla temperatura e consigliata (170-185°C) e seguendo le istruzioni del produttore.</p>	<p>2. INDICATORI ESTERNI DI PROCESSO PRESENTI SUI PRODOTTI:</p> <p>Indicatore per ETO (GAS): Giallo/Marrone sterilizzato Indicatore per VAPORE: Marrone sterilizzato</p> <p>Il prodotto è monouso. Non usare se la confezione è danneggiata.</p> <p>Segnalare qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente.</p>	<p>3. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO Non esporre alla luce solare diretta e vicino a fonti di calore. Si consiglia: - temperatura 10-30 °C prima dell'uso. - Umidità relativa: 30-60 % prima dell'uso. Non danneggiare i cartoni durante la manipolazione o l'immagazzinamento.</p> <p>EN 868-5 ISO 11607-1</p> <p>  </p> <p>STERIFIT S.r.l. Via dei Martinitt, 3 20146 Milano - Italia info@sterifit.com – www.sterifit.com</p>
---	---	---