

**TR DÜZGÜN AÇILAN POŞET VE
KULLANMA KILAVUZU STERINW**

1. KULLANMA KILAVUZU

STERIPAPER / STERINW poşet ve ruloları, EO veya buhar ile steril edilecek medikal ürünleri paketlemek için kullanılır.

Açık kenarı, döner veya tampon baskılı yapıştırma makinası ile tavsiye edilen değerlerde yapıştırınız. Sıcaklık (170-185 °C).

**2. SÜREÇ BASKILI ÜRÜNÜN DİS
GÖSTERGELER**

EO gaz indikatörü: Sarı/Kahverengi sterildir
Buhar indikatörü: Kahverengi sterildir

Yapıştırma makinası üreticisinin talimatlarına uyunuz.

Ambalaj sadece tek kullanımlıktır.

Ambalajı zarar görmüş ürünleri kullanmayınız.

Cihazı içeren tüm ciddi olayları üreticiye ve yetkili makame bildirin.

3. SAKLAMA KOŞULLARI

Doğrudan gün ışığı ve ısıdan uzak tutunuz.
Öneririz:

- 10°- 30°C sıcaklık aralığında saklayınız
kullanmadan önce.

- Bağlı nem oranı: 30 – 60 % kullanmadan önce.

Koliler sevkiyat ve stok esnasında fiziksel olarak zarar görmemelidir.

EN 868-5 ISO 11607-1



STERIFIT S.r.l.

Via dei Martinetti, 3
20146 Milano - Italia

info@sterifit.com – www.sterifit.com