



<p><b>ITA</b>      <b>ISTRUZIONI PER L'USO</b> <b>BUSTE E ROTOLI STERIPAPER</b></p> <p><b>1. ISTRUZIONI PER L'USO</b> Utilizzare le buste e i rotoli STERIPAPER per confezionare materiale sanitario che deve essere sterilizzato a vapore e/o ossido di etilene.</p> <p>Saldare il lato aperto con una termosaldatrice rotativa o a impulsi alla temperatura consigliata (150-180°C) e seguendo le istruzioni del produttore.</p>	<p><b>2. INDICATORI ESTERNI DI PROCESSO PRESENTI SUI PRODOTTI:</b></p> <p>Indicatore per ETO (GAS): Giallo/Marrone sterilizzato Indicatore per VAPORE: Marrone sterilizzato</p> <p>Il prodotto è monouso. Non usare se la confezione è danneggiata.</p> <p>Segnalare qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente.</p>	<p><b>3. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO</b> Non esporre alla luce solare diretta e vicino a fonti di calore. Si consiglia: - temperatura 10-30 °C prima dell'uso. - Umidità relativa: 30-60 % prima dell'uso. Non danneggiare i cartoni durante la manipolazione o l'immagazzinamento.</p> <p><b>EN 868-5    ISO 11607-1</b></p> <p></p> <p><b>STERIFIT S.r.l.</b> Via dei Martinitt, 3 20146 Milano - Italia info@sterifit.com – www.sterifit.com</p>
--	---	---

<p><b>ITA</b>      <b>ISTRUZIONI PER L'USO</b> <b>BUSTE AUTOSIGILLANTI STERIPAPER</b></p> <p><b>1. ISTRUZIONI PER L'USO</b> Utilizzare le buste autosigillanti STERIPAPER per confezionare materiale sanitario che deve essere sterilizzato a vapore e/o ossido di etilene.</p> <p><b>Come chiudere la busta:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sollevare la linguetta</li> <li>- Inserire lo strumento nella busta</li> <li>- Staccare la protezione dall'adesivo</li> <li>- Per ottenere una buona chiusura, ripiegare lungo la linea tratteggiata</li> </ul>	<p><b>2. INDICATORI ESTERNI DI PROCESSO PRESENTI SUI PRODOTTI:</b></p> <p>Indicatore per ETO (GAS): Giallo/Marrone sterilizzato Indicatore per VAPORE: Marrone sterilizzato</p> <p>Il prodotto è monouso. Non usare se la confezione è danneggiata.</p> <p>Segnalare qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente.</p>	<p><b>3. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO</b> Non esporre alla luce solare diretta e vicino a fonti di calore. Si consiglia: - temperatura 10-30 °C prima dell'uso. - Umidità relativa: 30-60 % prima dell'uso. Non danneggiare i cartoni durante la manipolazione o l'immagazzinamento.</p> <p><b>EN 868-5    ISO 11607-1</b></p> <p></p> <p><b>STERIFIT S.r.l.</b> Via dei Martinitt, 3 20146 Milano - Italia info@sterifit.com – www.sterifit.com</p>
--	---	---