

ITA **ISTRUZIONI PER L'USO**
BUSTE E ROTOLI VERISTERIL

1. ISTRUZIONI PER L'USO

Utilizzare le buste e i rotoli VERISTERIL per confezionare materiale sanitario che deve essere sterilizzato a vapore e/o ossido di etilene. Le buste e i rotoli VERISTERIL con 3 indicatori inoltre possono essere sterilizzati anche a formaldeide.

Saldare il lato aperto con una termosaldatrice rotativa o a impulsi alla temperatura consigliata (150-180 °C) e seguendo le istruzioni del produttore.

2. INDICATORI ESTERNI DI PROCESSO PRESENTI SUI PRODOTTI:

VERISTERIL:

Indicatore per ETO (GAS): Giallo/Marrone sterilizzato

Indicatore per VAPORE: Marrone sterilizzato
VERISTERIL con 3 indicatori:

Indicatore per ETO (GAS): Giallo/Marrone sterilizzato

Indicatore per VAPORE: Marrone sterilizzato

Indicatore per FORMALDEIDE: Verde sterilizzato

Il prodotto è monouso.

Non usare se la confezione è danneggiata.

Segnalare qualsiasi incidente grave in relazione al dispositivo, al fabbricante e all'autorità competente.

3. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Non esporre alla luce solare diretta e vicino a fonti di calore. Si consiglia di:

- Conservare a temperatura 10-30 °C prima dell'utilizzo

- Umidità relativa: 30-60 % prima dell'utilizzo.

Non danneggiare i cartoni durante la manipolazione o l'immagazzinamento.

EN 868-5 **ISO 11607-1**



STERIFIT S.r.l.

Via dei Martinitt, 3
20146 Milano - Italia
info@sterifit.com – www.sterifit.com