

PT

INSTRUÇÕES DE USO
BOLSAS E MANGAS VERISTERIL

1. INSTRUÇÕES DE USO

Utilize bolsas e mangas VERISTERIL para embalar dispositivos médicos a serem esterilizados por vapor ou gás OE.

VERISTERIL com 3 indicadores também pode ser esterilizado por formaldeído.

Sele a(s) extremidade(s) aberta(s) com uma máquina de selagem rotativa ou de impulso na temperatura recomendada (150-180°C) e seguindo as instruções do fabricante da máquina de selagem.

2. INDICADORES EXTERNOS IMPRESSOS NOS PRODUTOS:

VERISTERIL:

Gás OE: Amarelo / Castanho esterilizado

Vapor: Castanho esterilizado

VERISTERIL com 3 indicadores:

Gás OE: Amarelo / Castanho esterilizado

Vapor: Castanho esterilizado

Formaldeído: Verde esterilizado

A embalagem é apenas para uso único. Não utilize se a embalagem estiver danificada.

Comuniquem qualquer incidente grave envolvendo o dispositivo ao fabricante e à autoridade competente.

3. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Mantenha afastado da luz solar direta e do calor.

Recomendamos:

- Armazenar a temperatura de 10-30°C antes de utilizar.
- Humidade relativa: 30-60% antes de utilizar.

As caixas externas não devem sofrer danos físicos durante o manuseamento e armazenamento.

EN 868-5 ISO 11607-1



STERIFIT S.r.l.

Via dei Martinitt, 3
20146 Milano - Italia
info@sterifit.com – www.sterifit.com